



Trinkwasser - Ringversuch 4/2023 O5 – PSM HPLC/MS

**Bitte verwenden Sie die Analysenverfahren, für die Sie im Bereich
Trinkwasser akkreditiert sind.**

(bitte bei der Ergebnisabgabe im Programm „RingDat“ entsprechend angeben)

PSM	
Verfahren	Optionen
DIN 38407-35	mit Anreicherung
	ohne Anreicherung
DIN 38407-36	LC/MS/MS
	LC/HR/MS
DIN ISO 16308	ohne Derivatisierung / ohne Anreicherung
	ohne Derivatisierung / mit Anreicherung
	mit Derivatisierung / ohne Anreicherung
	mit Derivatisierung / mit Anreicherung
DIN 38407-22	
Bei nicht aufgeführten Methoden:	
Sonstige	